Agilent2100 バイオアナライザ (Agilent 社)



#電気泳動

- ・核酸の電気泳動を行うことができます。
- ・機器の機能など、詳細は Agilent 社 HP をご参照ください。
- ・チップ調整スタンドは、機器本体の予約時間内にて貸し出し可能です。
- ・電極部分は、DNA 用を設置しています。RNA 用の設置を希望される方は、当ユニットまでメールにてご相談ください。
- ・データ持ち帰りに使用する USB は、必ず「ウイルスチェック確認済み」のものを使用してください。
- ・必要な試薬、消耗品は各利用者でご用意ください。
- ・利用者はマニュアルを熟読の上、正しくご使用ください。