

医学研究支援センター ドラッグディスカバリーセンター
超遠心機ローター一覧

2019.07.18

	機器番号	機器名	メーカー名	ローター種別	型式	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (xG)	対応チューブ・プレート例	設置場所	予約
超遠心機	14-1 14-2	Optima XE-100	Beckman Coulter	スウィング	SW60Ti	60,000	485,000	4ml tube	医薬5F	要
					SW41Ti	41,000	288,000	13.2ml tube		
					SW28	28,000	141,000	38.5ml tube		
				固定角	Type100Ti	100,000	802,000	6ml tube		
					Type45Ti	45,000	235,000	94ml tube		
				近垂直	NVT90	90,000	645,000	5ml tube		
	14-3	Optima XPN-100	Beckman Coulter	スウィング	SW41Ti	41,000	288,000	13.2ml tube	解剖4F	要
				固定角	Type 70Ti	70,000	504,000	38.5ml tube		
	58	Optima MAX-XP	Beckman Coulter	スウィング	MLS-50	50,000	268,000	5ml tube	医薬3F	要